

ELOS ME & LESCOLTON

MANUEL D'UTILISATEUR INFINITY DUAL SYSTEM



390 Market St 200
San Francisco, CA, 94102

Questions? Get in touch with us by live chat or email us:
info@elosme-lescolton.com

INDEX

Présentation du produit.....	03
Contre-indications	03
Considérations	03
Avertissement de sécurité	03
Règles de fonctionnement de sécurité	03
Structure du produit	04
Comment l'utiliser	05
Traitement d'épilation permanente	05
Intervalles de traitement	06
Traitement de rajeunissement de la peau	06
Spécifications	06
Tableau de dépannage simple	07
Enregistrement de la garantie	07

INTRODUCTION

- Le nouveau Lescolton conçu par Elos Me est un système double, avec la fonction d'épilation et de rajeunissement de la peau. Il intègre l'application e-light multiterm de la technologie de la lumière optique électronique dans le domaine de la beauté et de la santé.
- Avant utilisation, lisez attentivement les instructions.
- Convient aux hommes et aux femmes.
- Les personnes à la peau foncée doivent commencer au niveau le plus bas puis s'ajuster au niveau approprié en fonction de l'adaptabilité de leur peau.

Contre-indications

- Les personnes de moins de 16 ans.
- Si vous avez une inflammation de la peau.
- Si vous avez une photosensibilité.
- Si vous avez un appareil électronique médical implanté qui peut provoquer des dysfonctionnements.

Considérations

- Le produit n'a pas été testé sur les femmes enceintes.
- N'utilisez pas le produit directement sur les tatouages, car ils peuvent absorber une grande quantité d'énergie.
- Ne l'utilisez pas autour des yeux, du cou ou des mamelons car la peau de ces zones est relativement vulnérable.
- Si la peau continue à être enflammée ou irritée après 24 heures, cesser l'utilisation jusqu'à disparition des symptômes.

La sécurité

- Ne bloquez pas les événements pendant l'utilisation.
- Ne laissez pas d'eau ou d'humidité pénétrer dans l'appareil.
- L'utilisation de l'appareil dans des conditions inflammables ou explosives est interdite.


Règlements de sécurité

- Ne dirigez pas la lumière vers les yeux.

- Ne pas irriguer pas directement la lumière.- Avant utilisation, assurez-vous d'avoir retiré tous les objets métalliques, tels que bagues, bracelets, etc., pour éviter tout dysfonctionnement de l'appareil.

- Utilisez la machine dans une pièce dont la température est inférieure à 25 degrés Celsius.

Structure du produit



COMMENT UTILISER

Traitement d'épilation permanente

Avant utilisation, retirez de préférence les poils autour de la zone de traitement à la cire. Si vous ne pouvez pas épiler, vous pouvez raser la zone.

Insérez le câble d'alimentation dans la machine et connectez-le.

Mettez la machine sous tension en appuyant dessus pendant 2 ou 3 secondes jusqu'à ce que l'appareil s'allume.

En utilisant le même bouton d'alimentation, sélectionnez le niveau de puissance souhaité. Chaque fois que le bouton est enfoncé, le niveau de puissance augmente. Si à des niveaux de puissance inférieurs, vous ne ressentez pas de picotements ou d'inconfort, il est préférable de sélectionner le niveau de puissance le plus élevé possible.

Posez la lampe sur votre peau et une fois que les voyants verts sur les côtés de l'appareil clignotent, appuyez sur le bouton de tir sur la poignée de l'appareil. Répétez les prises de vue dans la même zone 2 ou 3 fois pour de meilleurs résultats. Pour tirer le coup suivant, vous devrez attendre que les voyants verts sur le côté de la machine clignotent.

Pour permettre à la machine de tirer automatiquement sans appuyer sur le bouton de tir, vous pouvez utiliser le mode d'utilisation automatique. Pour passer en mode automatique, appuyez sur le déclencheur pendant deux à trois secondes jusqu'à ce que deux bips retentissent. De cette façon, l'appareil émet automatiquement les photos lorsque la lampe repose sur la peau. Gardez la lampe prise en charge jusqu'à ce que 2 ou 3 photos soient tirées pour de meilleurs résultats.

Pour revenir en mode de prise de vue manuelle, il sera nécessaire d'appuyer à nouveau sur le bouton de tir pendant 2 à 3 secondes jusqu'à ce que deux bips soient à nouveau entendus.

Intervalles de traitement

Traitez tous les 3 à 5 jours pour le premier mois, toutes les semaines pour le deuxième mois, tous les 15 jours pour le troisième mois et tous les 30 jours à partir du quatrième mois jusqu'à ce que les cheveux soient définitivement enlevés.

L'épilation définitive est un processus de plusieurs mois. Les résultats ne sont pas visibles immédiatement pour deux raisons:

1- Il est nécessaire d'attendre que tous les poils soient en phase de croissance active pour être affectés par le traitement. Pour cela, il faut attendre plusieurs mois.

2- Il est nécessaire d'effectuer plusieurs traitements pour les cheveux en phase de croissance active pour affaiblir la racine du cheveu jusqu'à ce qu'il soit définitivement affecté et que le cheveu ne repousse pas.

Les changements seront remarqués au fil des mois.

Les personnes aux cheveux blonds, gris ou roux auront généralement besoin de deux fois plus de séances que les personnes aux cheveux noirs et bruns, de sorte que le traitement peut être étendu à 6 à 12 mois.

Traitement de rajeunissement de la peau

Pour ce traitement, il faudra changer la lampe.

La machine étant éteinte, tirez la lampe pour la retirer et insérez la lampe de rajeunissement.

Une fois la lampe placée, suivez les mêmes étapes pour allumer l'appareil, sélectionnez le niveau de puissance et prenez la photo comme expliqué ci-dessus pour une épilation définitive.

Spécifications

Taille de l'unité principale: 182x78x151mm

Taille de l'emballage (boîte): 231x191x93mm

Alimentation: entrée: 100-240V AC-50 / 60Hz

Poids: 1,1 kg

Zone d'irradiation: 4 cm²

Environnement externe: Température: - 20 - 50 degrés Celsius

Garantie: 4 ans de garantie.

Tableau de dépannage simple

- Pas d'alimentation: le câble d'alimentation n'est pas correctement connecté.
- La machine ne démarre pas: appuyez sur le bouton "power" pendant 2 secondes.
- L'indicateur de niveau clignote après le démarrage: la cartouche n'est pas installée correctement,
- Arrêt automatique: la machine s'éteint automatiquement après 5 minutes si elle n'est pas utilisée.

Enregistrement de la garantie

Vous pouvez enregistrer votre période de garantie de 4 ans via ce lien: <https://elosme.com/warranty.php>